

MEDICOVER PÁCIENS TÁJÉKOZTATÓ

KANALAS, CSÖVES SZÉKLET MINTAVEVŐ HASZNÁLATA

Mintavétel menete:

- Csavarja le a cső a kupakját.
- A műanyag pálca kanalas végével kanalazzon annyi széklet mintát a csőbe, hogy az a kanál feletti műanyag peremig érjen.
- Zárja vissza a csövet.
- Mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül jutassa vissza a mintát a laboratóriumba. Ha ez nem lehetséges, akkor a mintát fagyasztani szükséges.



A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumban leadni.

A minta addig szobahőn tárolható.

Hasmenéses széklet nem alkalmas a vizsgálatra.

Menstruáció alatt ne történjen mintavétel!

