



A széklet M2-PK (enzimes béldaganatszűrés) olyan új szűrővizsgálat, amely a colorectalis rák kimutatására szolgál, s egy tumor marker enzim kimutatására irányul. Az emberi szervezetben lévő daganatok legnagyobb része nagy mennyiségben termeli a piruvát kináz (PK) dimer M2 izoenzimét. Ez a tumor M2-PK a tumor sejtekből származik és a testnedvekben mennyiségileg meghatározható. Ehhez a vizsgálathoz 2 mintavető tartozik. A széklet mintából mindkét mintavetőbe kell mintát tenni az alábbiak szerint.



**MEDICOVER**  
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT



## M2PK ÉS SZÉKLET-HUMÁN-HEMOGLOBIN KOMBINÁLT TESZT

### Széklet M2PK mintavétel

1. Vegye ki a speciális széklettartályt a dobozából és a védőtasakból. A tartály végén lévő fület fordítsa el ütközésig.
2. Húzza ki széklettartályból a piros, közepén lyukas dugón keresztül a mintavető pálcát.
3. A közepén lyukas piros dugó maradjon a csőben, ezt nem kell kivennie. A mintavető pálcát egymás után négy helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálcá végén az apró rovátkák közé megteljen széklettel.
4. Ellenőrizze, hogy a pálcá végén lévő rovátkák között kitölti-e a széklet. A vizsgálathoz pontosan a rovátkák között maradó székletmennyiség kell. A székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem kell a csőbe székletet tenni! A vizsgálat nem végezhető, ha több, vagy kevesebb széklet minta kerül a pálcá recés végére.

### Széklet-humán-hemoglobin vizsgálat mintavétel

1. A piros/fehér végű mintavételi eszköz piros végét csavarja le. A mintavető pálcát egymás után 3 helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálcá végén az apró rovátkák közé megteljen széklettel.
2. Tegye vissza a pálcát a mintavető folyadékba. Párszor rázza össze. Írja rá a nevét a csőre.

A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a laboratóriumunkban leadni. A minta addig szobahőn tárolható.

A hasmenéses széklet esetén egyik vizsgálat sem végezhető el.  
Menstruáció alatt ne történjen széklet-vizsgálat.